









spécificité par rapport aux tests ELISA classiques. Pour cette raison, les résultats positifs en VIDAS® pourraient nécessiter d'une confirmation par séroneutralisation qui représente le gold-standard sérologique.

Ces résultats doivent être interprétés avec précaution vu l'effectif réduit utilisé pour l'évaluation de ces kits.

Les résultats sérologiques sans confirmation par séroneutralisation ou biologie moléculaire doivent être interprétés avec prudence en tenant compte du contexte épidémiologique, de la répartition géographique, du statut vaccinal et des signes cliniques.

### ***Conflits d'Intérêts***

Aucun fabricant de kits sérologiques n'a eu un rôle ni financier ni scientifique dans cette évaluation. Celle-ci a été faite de manière indépendante par le CNR Arbovirus et le CHU de Bordeaux.

### **Pour aller plus loin:**

VIDAS® IgG IgM DENV

- DOI: 10.3390/diagnostics13061137
- DOI: 10.3390/diagnostics11071228